

Protocolo de Avaliação de Sêmen a Campo

Checklist passo a passo para a qualidade do sêmen bovino no ponto de uso



ETAPA 1 PRÉ-VERIFICAÇÃO — EQUIPAMENTO E TEMPERATURA

- | | |
|--|--|
| ☐ Descongelador cheio, termômetro posicionado | ☐ Banho-maria a 35—37 °C — confirmado com termômetro |
| ☐ Aplicador de IA aquecido (fricção com papel-toalha) | ☐ Bainha, tesoura, toalha e luvas dispostas e secas |
| ☐ Vaca no tronco, calma, pronta | ☐ Palheta localizada no botijão abaixo da linha de congelamento |
| ☐ Pinça pronta (nunca use os dedos para retirar palhetas) | |

Observação — tenha tudo pronto antes de descongelar. O relógio começa a correr no momento em que a palheta sai do botijão.

ETAPA 2 AVALIAÇÃO VISUAL

- | | |
|---|---|
| ☐ Palheta retirada abaixo da linha de congelamento em menos de 5 s | ☐ Agitada para remover o nitrogênio do tampão de algodão |
| ☐ Uma palheta por vez, 35 °C por 30—45 s | ☐ Seca completamente após o banho (água é letal) |
| ☐ Verificada quanto a rachaduras ou vazamentos | ☐ Protegida do choque térmico — aplicador à temperatura corporal |
| ☐ Inseminação em 6—15 min após o descongelamento | |

Observação — nunca descongele mais palhetas do que consegue usar em 15 minutos. A qualidade cai a cada minuto.

ETAPA 3 AVALIAÇÃO MAKSA — VERIFICAÇÃO OBJETIVA DE QUALIDADE

- | | |
|--|---|
| ☐ Gota de sêmen descongelado colocada na lâmina | ☐ Motilidade total registrada (%) |
| ☐ Motilidade progressiva registrada (%) | ☐ Leitura atinge o limiar (mín. 30% progressiva) |
| ☐ Data/hora + GPS capturados automaticamente | ☐ Registro salvo — ID do touro + lote |
| ☐ Se abaixo do limiar: NÃO insemine — sinalize o lote e o touro | |

Observação — avalie a dose que chegou à SUA fazenda, não a que foi testada na central semanas atrás.

REGISTRO DE CAMPO

Data	_____	ID do Touro	_____
Lote / Palheta	_____	Técnico	_____
Motilidade total %	_____	Progressiva %	_____
Decisão	☐ Inseminar ☐ Rejeitar		

Quer motilidade objetiva a campo em 90 segundos? O MAKSA transforma um smartphone em um analisador de sêmen — validado com $r > 0,90$ frente a sistemas CASA de laboratório, usado em mais de 10 países.

Veja funcionando: avareit.com • info@avareit.com • WhatsApp +971 50 641 2775

Baseado nas práticas padrão de manejo de IA a campo e nas diretrizes de avaliação de sêmen da Society for Theriogenology.